

Artikelübersicht
Item Overview

- S** INTEOS® Kleinfragmentsystem
- S** *INTEOS® Small Fragment System*





Achtung: Produkt als linke und rechte Version erhältlich
Attention: Left & right versions of the item available



Achtung: Für weitere Informationen siehe entsprechende Gebrauchsanweisung
Attention: For further information refer to the respective instruction manual



Achtung: Operationsanleitung beachten
Attention: Be aware of the manual of surgical technique



Verriegelungssystem Kleinfragment
Locking system Small fragment system



Titan
Titanium



Bohrung winkelstabil & polyaxial
Hole angle stable & polyaxial



Bohrung winkelstabil & limitiert polyaxial
Hole angle stable & limited polyaxial



Verpackungseinheit
Packing unit



ForceDRIVE T8
ForceDRIVE T8



ForceDRIVE T10
ForceDRIVE T10



Plattenstärke
Plate thickness



Steril - Diese Platte ist in steril erhältlich
Sterile - This plate is available in sterile



Trial - Von dieser Platte ist ein Trial erhältlich
Trial - A trial of this plate is available

Abkürzungen:

AO-SK	AO-Schnellkupplung
Dental-SK	Dental-Schnellkupplung
SW	Schlüsselweite
ws	winkelstabil
nws	nicht winkelstabil
wv	polyaxial
ss	selbstschneidend
mis	minimal invasiv
-S	Steril
-T	Trial

Abbreviations:

AO-QC	AO-Quick Coupling
Mini-QC	Mini-Quick Coupling
WS	Wrench Size
as	angle stable
nas	not angle stable
av	polyaxial
st	self-tapping
mis	minimal invasive
-S	Sterile
-T	Trial

Schraubensystem

Screw system



Größe XS
Size XS



Größe S
Size S



Größe M
Size M



Größe L
Size L

Warnung

Diese Beschreibung reicht zur sofortigen Anwendung der Implantate und des Instrumentariums nicht aus. Eine Einweisung in die Handhabung dieses Instrumentariums durch einen darin erfahrenen Chirurgen wird dringend empfohlen.

Warning

This description does not suffice for immediate usage of the implants and instruments. A briefing by a surgeon experienced in this field in the handling of these instruments is highly recommended.

- 1 Bezeichnung des Produktes Deutsch
Name of the product polish

INTEOS® 3.0 Verriegelungsschraube ws wv ss T3,0

INTEOS® 3.0 Locking Screw as av st T3.0

- 2 Bezeichnung des Produktes Englisch
Name of the product English



Symbolbild
Symbolic figure

7
Technische Erläuterungen
Technical annotations

Schraubendurchmesser 3,0 mm
Kerndurchmesser 2,1 mm
Kopfdurchmesser 4,0 mm
Bohrer f Gewindeloch 2,5 mm
winkelstabil & polyaxial
Kompatibel zur ForceDRIVE T8

Screw diameter 3.0 mm
Core diameter 2.1 mm
Head diameter 4.0 mm
Drill bit for threaded hole 2.5 mm
angle stable & polyaxial
Compatible to ForceDRIVE T8

3	4	5
Titan Titanium	Durchmesser Diameter	VPe PU
Material Material	Produktspezifische Merkmale wie: Durchmesser, Länge, Lochanzahl, etc. Item specific features, e.g.: Diameter, Length, Number of Holes,...	Verpackungs- einheit Packing unit
Artikelnummer Item number		
716-110-030-008	Ø 3,0 mm 8 mm	1
716-110-030-010	Ø 3,0 mm 10 mm	1
716-110-030-012	Ø 3,0 mm 12 mm	1
716-110-030-014	Ø 3,0 mm 14 mm	1
716-110-030-016	Ø 3,0 mm 16 mm	1
716-110-030-018	Ø 3,0 mm 18 mm	1
716-110-030-020	Ø 3,0 mm 20 mm	1
716-110-030-022	Ø 3,0 mm 22 mm	1
716-110-030-024	Ø 3,0 mm 24 mm	1
716-110-030-026	Ø 3,0 mm 26 mm	1
716-110-030-028	Ø 3,0 mm 28 mm	1
716-110-030-030	Ø 3,0 mm 30 mm	1
716-110-030-032	Ø 3,0 mm 32 mm	1
716-110-030-034	Ø 3,0 mm 34 mm	1
716-110-030-036	Ø 3,0 mm 36 mm	1
716-110-030-038	Ø 3,0 mm 38 mm	1
716-110-030-040	Ø 3,0 mm 40 mm	1
716-110-030-042	Ø 3,0 mm 42 mm	1
716-110-030-044	Ø 3,0 mm 44 mm	1
716-110-030-046	Ø 3,0 mm 46 mm	1
716-110-030-048	Ø 3,0 mm 48 mm	1
716-110-030-050	Ø 3,0 mm 50 mm	1
716-110-030-052	Ø 3,0 mm 52 mm	1
716-110-030-054	Ø 3,0 mm 54 mm	1
716-110-030-056	Ø 3,0 mm 56 mm	1
716-110-030-058	Ø 3,0 mm 58 mm	1
716-110-030-060	Ø 3,0 mm 60 mm	1

Zusatzoptionen / Additional options

	Die Artikelnummer des Implantats mit -S für steril oder -T für Trial vervollständigen. Insert the article number of the plate or screw and add -S for sterile or -T for trial.	Steril oder Trial Sterile or trial	Warnhinweis Warning
S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril /Sterile	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial	Nicht implantieren! / Do not implant!

Vielen Dank, dass Sie sich für das HOFER KLEINFRAGMENTOSTEOSYNTHESE System INTEOS® entschieden haben.

Wir haben bei der Entwicklung dieser Technologie besonderen Wert auf folgende Bereiche gelegt wie

Präoperative Planung:

- Klarer und stimmiger Aufbau der Ablagesysteme
- Geringer logistischer Aufwand: Ein Ablagesystem für verschiedenste Anwendungen durch kundenspezifische Ausführung

Intraoperative Handhabung:

- Kontinuierliche multidirektionale bei gleichzeitiger winkelstabiler Verschraubung bewirken fast unbegrenzte Versorgungsmöglichkeiten
- Verbesserung der Verbindung Schraube / Schraubenschlüssel mit Selbsthaltefunktion und
- Steigerung des übertragbaren Drehmoments zwischen Schrauben und Schraubenschlüssel
- Verbesserung der Beschriftungen zur Schraubenentnahme / Schraubenmessung
- Anatomische Anformbarkeit der Implantate ohne Verlust der winkelstabilen und winkelvariablen Eigenschaften
- Übersichtlichkeit des Implantatablagesystemes

Postoperative Handhabung:

- Reinigungs- und sterilisationsfreundliche Ausführung der Komponenten
- Verringerter Platzbedarf in der Lagerung
- 24h Lieferservice bei Standardprodukten

Unser Team hat hierbei höchste Maßstäbe bei der Konstruktion, der Produktion in der eigenen Fertigungsstätte, der Endkontrolle, dem 24h Lieferservice auf Standardprodukte, dem Kundenservice und Support angelegt und erfolgreich umgesetzt.

Wir hoffen, Sie damit in Ihrer täglichen Arbeit durch diese qualitativen Standards auf höchstem Niveau zu unterstützen und freuen uns, Sie in der stetig wachsenden Hofer Medical Solutions Anwender Gruppe begrüßen zu dürfen.

Unser Dank gebührt ebenfalls den vielen Mitarbeitern der Kliniken und Krankenhäuser, welche uns mit Rat und Tat in allen Bereichen des klinischen Alltages bei der Entwicklung sowie Erprobung der Ablagesysteme, Instrumentarien, Implantate und Operationsmethoden erheblich unterstützten und somit deren Wissen zur Steigerung der Gesamtqualität zur Verfügung stellten.

Ihr Hofer Medical Solutions Team

Thank you for having decided to work with the HOFER SMALL FRAGMENT OSTEOSYNTHESIS System INTEOS®.

The development of this product line results in an incorporation of aspects such as

Pre-operative planning:

- *Clear and concise system tray arrangement*
- *Minimal logistical effort: One tray for manifold applications by customer specific setup*

Intra-operative handling:

- *Continuous multidirectional and angle stable screw placement for an almost unrestricted operative fracture treatment*
- *Improved screw-screwdriver connection with self holding function and*
- *Improved torque transmission between screwdriver and bone screw*
- *Improved labelling for screw pick up and screw measurement*
- *Anatomic specific re-shaping of implants without losing the angle stable and angle variable properties*
- *Clear arrangement of implant system tray*

Post-operative handling:

- *Comfortable handling of the components for cleaning and sterilisation*
- *Reduced storage space necessary*
- *24h delivery service (for standard products)*

Our team set and realized successfully highest standards for the design, the in-house production, the final inspections, the 24h delivery service (for standard products) and customer service and support.

It is our main objective to support you in your daily work by our highest quality standards. We are very pleased to welcome you within the constantly growing group of Hofer Medical Solutions customers.


We also would like to say thank you to the clinicians supporting us with their clinical expertise in every aspect during the different product development phases of system trays, instruments, implants and surgical techniques to significantly improve the overall quality of the products.

Sincerely your Hofer Medical Solutions Team



Hofer Medical Solutions bietet zur sicheren Handhabung sowie den unterschiedlichen OP-Techniken gerne detaillierte Schulungen an.

Hofer Medical Solutions gladly offers detailed training in safe handling and various surgical techniques.



Bitte kontaktieren sie unsere 24/7 Service Hotline:

Tel.: +43 (0)3382 53388
Mail: office@hofer-medical.com

Please contact our 24/7 service hotline:

Tel.: +43 (0)3382 53388
Mail: office@hofer-medical.com

Implantate-Übersicht: Schrauben <i>Implants Overview: Screws</i>	SF-1
Implantate-Übersicht: Platten <i>Implants Overview: Plates</i>	SF-2
Unterarm <i>Forearm</i>	SF-2.1
Instrumente-Übersicht <i>Instruments Overview</i>	SF-3
Standardinstrumente <i>Standard Instruments</i>	SF-3.1
Ablagesystem <i>System Tray</i>	SF-4
Hofer-Leih-System <i>Hofer-Loan-System</i>	SF-5

INTEOS® - Implantatschrauben

INTEOS® - Implant Screws



S

INTEOS® 2.5 Verriegelungsschraube ws wv ss T2,5

INTEOS® 2.5 Locking Screw as av st T2.5



Schraubendurchmesser 2,5 mm
Kerndurchmesser 1,9 mm
Kopfdurchmesser 3,0 mm
Bohrerdurchmesser 2,0 mm
winkelstabil & polyaxial
Kompatibel zu ForceDRIVE T6

Screw diameter 2,5 mm
Core diameter 1,9 mm
Head diameter 3,0 mm
Drill bit for threaded hole angle stable & polyaxial
Compatible to ForceDRIVE T6

Titan	Durchmesser	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Diameter</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>
716-140-025-006	Ø 2,5 mm	6 mm	1
716-140-025-008	Ø 2,5 mm	8 mm	1
716-140-025-010	Ø 2,5 mm	10 mm	1
716-140-025-012	Ø 2,5 mm	12 mm	1
716-140-025-014	Ø 2,5 mm	14 mm	1
716-140-025-016	Ø 2,5 mm	16 mm	1
716-140-025-018	Ø 2,5 mm	18 mm	1
716-140-025-020	Ø 2,5 mm	20 mm	1
716-140-025-022	Ø 2,5 mm	22 mm	1
716-140-025-024	Ø 2,5 mm	24 mm	1
716-140-025-026	Ø 2,5 mm	26 mm	1
716-140-025-028	Ø 2,5 mm	28 mm	1
716-140-025-030	Ø 2,5 mm	30 mm	1
716-140-025-032	Ø 2,5 mm	32 mm	1
716-140-025-034	Ø 2,5 mm	34 mm	1
716-140-025-036	Ø 2,5 mm	36 mm	1
716-140-025-038	Ø 2,5 mm	38 mm	1
716-140-025-040	Ø 2,5 mm	40 mm	1
716-140-025-042	Ø 2,5 mm	42 mm	1
716-140-025-044	Ø 2,5 mm	44 mm	1



Zusatzoptionen / Additional options

 xxx-xxx-xxx-**S** Steril /Sterile

S

INTEOS® 2.5 Standardschraube ss T2,5

INTEOS® 2.5 Standard Screw st T2.5



Schraubendurchmesser 2,5 mm
Kerndurchmesser 1,9 mm
Kopfdurchmesser 3,5 mm
Bohrerdurchmesser 2,0 mm
nicht winkelstabil
Kompatibel zu ForceDRIVE T6

Screw diameter 2,5 mm
Core diameter 1,9 mm
Head diameter 3,5 mm
Drill bit for threaded hole not angle stable
Compatible to ForceDRIVE T6

Titan	Durchmesser	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Diameter</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>
716-145-025-006	Ø 2,5 mm	6 mm	1
716-145-025-008	Ø 2,5 mm	8 mm	1
716-145-025-010	Ø 2,5 mm	10 mm	1
716-145-025-012	Ø 2,5 mm	12 mm	1
716-145-025-014	Ø 2,5 mm	14 mm	1
716-145-025-016	Ø 2,5 mm	16 mm	1
716-145-025-018	Ø 2,5 mm	18 mm	1
716-145-025-020	Ø 2,5 mm	20 mm	1
716-145-025-022	Ø 2,5 mm	22 mm	1
716-145-025-024	Ø 2,5 mm	24 mm	1
716-145-025-026	Ø 2,5 mm	26 mm	1
716-145-025-028	Ø 2,5 mm	28 mm	1
716-145-025-030	Ø 2,5 mm	30 mm	1
716-145-025-032	Ø 2,5 mm	32 mm	1



Zusatzoptionen / Additional options

 xxx-xxx-xxx-**S** Steril /Sterile

S

INTEOS® 2.5 Verriegelungsschraube ws wv ss T2,2

INTEOS® 2.5 Locking Screw as av st T2.2



Schraubendurchmesser 2,2 mm
 Kerndurchmesser 1,6 mm
 Kopfdurchmesser 3,0 mm
 Bohrerdurchmesser 1,5 mm
 winkelstabil & polyaxial
 Kompatibel zu ForceDRIVE T6

Screw diameter 2.2 mm
 Core diameter 1.6 mm
 Head diameter 3 mm
 Drill bit for threaded hole 1.5 mm
 angle stable & polyaxial
 Compatible to ForceDRIVE T6

Titan	Durchmesser	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Diameter</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>
716-140-022-006	Ø 2,2 mm	6 mm	1
716-140-022-008	Ø 2,2 mm	8 mm	1
716-140-022-010	Ø 2,2 mm	10 mm	1
716-140-022-012	Ø 2,2 mm	12 mm	1
716-140-022-014	Ø 2,2 mm	14 mm	1
716-140-022-016	Ø 2,2 mm	16 mm	1
716-140-022-018	Ø 2,2 mm	18 mm	1
716-140-022-020	Ø 2,2 mm	20 mm	1
716-140-022-022	Ø 2,2 mm	22 mm	1
716-140-022-024	Ø 2,2 mm	24 mm	1
716-140-022-026	Ø 2,2 mm	26 mm	1
716-140-022-028	Ø 2,2 mm	28 mm	1
716-140-022-030	Ø 2,2 mm	30 mm	1
716-140-022-032	Ø 2,2 mm	32 mm	1
716-140-022-034	Ø 2,2 mm	34 mm	1
716-140-022-036	Ø 2,2 mm	36 mm	1
716-140-022-038	Ø 2,2 mm	38 mm	1
716-140-022-040	Ø 2,2 mm	40 mm	1
716-140-022-042	Ø 2,2 mm	42 mm	1
716-140-022-044	Ø 2,2 mm	44 mm	1



Zusatzoptionen / Additional options

 xxx-xxx-xxx-**S** Steril / Sterile

INTEOS® - Implantatplatten

INTEOS® - Implant Plates



S

INTEOS® 2.5 Radius H-Platte dorsal ws ww**INTEOS® 2.5 Radius H-Plate dorsal as av**

Plattenstärke 1,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 1.5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU

777-150-000-006	6 Kopf / 6 Schaft	links / left	50 mm	1
777-150-001-006	6 Head / 6 Shaft	rechts / right	50 mm	1

Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial	Nicht implantieren! / Do not implant!



S

INTEOS® 2.5 Radius dors. Platte dorsal ws ww**INTEOS® 2.5 Radius dors. Plate dorsal as av**

Plattenstärke prox. 2 mm // distal 1,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness prox. 2 mm // distal 1.5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU

777-151-000-007	6 + 1 Langloch / long hole	links / rechts	57 mm	1
-----------------	----------------------------	----------------	-------	---

Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial	Nicht implantieren! / Do not implant!



S

INTEOS® 2.5 Radius rad. Platte dorsal ws ww**INTEOS® 2.5 Radius rad. Plate dorsal as av**

Plattenstärke prox. 2 mm // distal 1,6 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness prox. 2 mm // distal 1.6 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU

777-153-000-007	3 Kopf / 4 Schaft	links / left	48 mm	1
777-153-001-007	3 Head / 4 Shaft	rechts / right	48 mm	1

Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial	Nicht implantieren! / Do not implant!



S

INTEOS® 2.5 Radius uln. Platte dorsal ws ww**INTEOS® 2.5 Radius uln. Plate dorsal as av**

Plattenstärke prox. 2 mm // distal 1,6 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness prox. 2 mm // distal 1.6 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU

777-152-000-007	2 Kopf / 5 Schaft	links / left	48 mm	1
777-152-001-007	2 Head / 5 Shaft	rechts / right	48 mm	1

Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial	Nicht implantieren! / Do not implant!



S

INTEOS® 2.5 Radius Y-Platte pal ws wv
INTEOS® 2.5 Radius Y-Plate pal as av


Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titanium	Lochanzahl Number of holes	Seite Side	Länge Length	VPe PU
777-114-000-003	7 Kopf / Schaft 3	links / left	54 mm	1
777-114-000-005	7 Head / Shaft 5	links / left	67 mm	1
777-114-001-003	7 Kopf / Schaft 3	rechts / right	54 mm	1
777-114-001-005	7 Head / Shaft 5	rechts / right	67 mm	1



Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial	Nicht implantieren! / Do not implant!

S

INTEOS® 2.5 Radius Y-Platte extended pal ws wv
INTEOS® 2.5 Radius Y-Plate extended pal as av


Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titanium	Lochanzahl Number of holes	Seite Side	Länge Length	VPe PU
777-134-000-003	7 Kopf / Schaft 3	links / left	54 mm	1
777-134-000-005	7 Head / Shaft 5	links / left	67 mm	1
777-134-001-003	7 Kopf / Schaft 3	rechts / right	54 mm	1
777-134-001-005	7 Head / Shaft 5	rechts / right	67 mm	1



Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial	Nicht implantieren! / Do not implant!

S

INTEOS® 2.5 Radius PI-Platte pal ws wv
INTEOS® 2.5 Radius PI-Plate pal as av


Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titanium	Lochanzahl Number of holes	Seite Side	Länge Length	VPe PU
777-115-000-005	8 Kopf / Schaft 5	links / left	53 mm	1
777-115-001-005	8 Head / Shaft 5	rechts / right	53 mm	1



Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial	Nicht implantieren! / Do not implant!

S

INTEOS® 2.5 Radius PI-Platte extended pal ws wv
INTEOS® 2.5 Radius PI-Plate extended pal as av


Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titanium	Lochanzahl Number of holes	Seite Side	Länge Length	VPe PU
777-135-000-005	8 Kopf / Schaft 5	links / left	53 mm	1
777-135-001-005	8 Head / Shaft 5	rechts / right	53 mm	1



Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial	Nicht implantieren! / Do not implant!

S

INTEOS® 2.5 Radius M4 wsl pal schmal ws wv
INTEOS® 2.5 Radius M4 wsl pal slim as av


Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU
777-112-060-003	9 Kopf / Schaft 3	links / left	55 mm	1
777-112-060-005	9 Head / Shaft 5	links / left	67 mm	1
777-112-061-003	9 Kopf / Schaft 3	rechts / right	55 mm	1
777-112-061-005	9 Head / Shaft 5	rechts / right	67 mm	1



Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial Nicht implantieren! / Do not implant!

S

INTEOS® 2.5 Radius M4 wsl pal ws wv
INTEOS® 2.5 Radius M4 wsl pal as av


Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU
777-112-000-003	9 Kopf / Schaft 3	links / left	56 mm	1
777-112-000-005	9 Head / Shaft 5	links / left	68 mm	1
777-112-001-003	9 Kopf / Schaft 3	rechts / right	56 mm	1
777-112-001-005	9 Head / Shaft 5	rechts / right	68 mm	1



Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial Nicht implantieren! / Do not implant!

S

INTEOS® 2.5 Radius M4 extended wsl pal ws wv
INTEOS® 2.5 Radius M4 extended wsl pal as av


Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU
777-132-000-003	9 Kopf / Schaft 3	links / left	56 mm	1
777-132-000-005	9 Head / Shaft 5	links / left	68 mm	1
777-132-001-003	9 Kopf / Schaft 3	rechts / right	56 mm	1
777-132-001-005	9 Head / Shaft 5	rechts / right	68 mm	1



Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial Nicht implantieren! / Do not implant!

S

INTEOS® 2.5 Radius M4 pal schmal ws wv**INTEOS® 2.5 Radius M4 pal slim as av**

Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titanium	Lochanzahl	Shape	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Shape	Length	PU
777-112-160-003	9 Kopf / Schaft 3	Shape-links	55 mm	1
777-112-160-005	9 Head / Shaft 5	shape-left	68 mm	1
777-112-161-003	9 Kopf / Schaft 3	Shape-rechts	55 mm	1
777-112-161-005	9 Head / Shaft 5	shape-right	68 mm	1

Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial	Nicht implantieren! / Do not implant!



S

INTEOS® 2.5 Radius M4 pal ws wv**INTEOS® 2.5 Radius M4 pal as av**

Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titanium	Lochanzahl	Shape	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Shape	Length	PU
777-112-150-003	9 Kopf / Schaft 3	Shape-links	55 mm	1
777-112-150-005	9 Head / Shaft 5	shape-left	68 mm	1
777-112-151-003	9 Kopf / Schaft 3	Shape-rechts	55 mm	1
777-112-151-005	9 Head / Shaft 5	shape-right	68 mm	1

Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial	Nicht implantieren! / Do not implant!



S

INTEOS® 2.5 Radius M4 pal flexible ws wv**INTEOS® 2.5 Radius M4 pal flexible as av**

Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titanium	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU
777-122-150-003	11 Kopf / Schaft 3	Shape-links	55 mm	1
777-122-150-005	11 Head / Shaft 5	shape-left	68 mm	1
777-122-151-003	11 Kopf / Schaft 3	Shape-rechts	55 mm	1
777-122-151-005	11 Head / Shaft 5	shape-right	68 mm	1

Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial	Nicht implantieren! / Do not implant!



S

INTEOS® 2.5 Radius M4 extended pal ws wv**INTEOS® 2.5 Radius M4 extended pal as av**

Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titanium	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU
777-132-150-003	9 Kopf / Schaft 3	Shape-links	55 mm	1
777-132-150-005	9 Head / Shaft 5	shape-left	68 mm	1
777-132-151-003	9 Kopf / Schaft 3	Shape-rechts	55 mm	1
777-132-151-005	9 Head / Shaft 5	shape-right	68 mm	1

Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial	Nicht implantieren! / Do not implant!



S

INTEOS® 2.5 Radius M4 pal XXL ws wv

INTEOS® 2.5 Radius M4 pal XXL as av



Plattenstärke 3,2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 3.2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU

777-112-150-011	9 Kopf / 11 Schaft	links / left	112 mm	1
777-112-150-016	9 Head / 16 Shaft	links / left	150 mm	1
777-112-150-020	9 Kopf / 20 Schaft	links / left	182 mm	1
777-112-151-011	9 Head / 11 Shaft	rechts / right	112 mm	1
777-112-151-016	9 Kopf / 16 Schaft	rechts / right	150 mm	1
777-112-151-020	9 Head / 20 Shaft	rechts / right	182 mm	1

Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial	Nicht implantieren! / Do not implant!



S

INTEOS® 2.5 Radius M4 pal Revisionsplatte ws wv

INTEOS® 2.5 Radius M4 pal Revision as av



Plattenstärke 2,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 2.5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU

777-140-000-011	9 Kopf / 11 Schaft	links / left	107 mm	1
777-140-001-011	9 Head / 11 Shaft	rechts / right	107 mm	1

Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial	Nicht implantieren! / Do not implant!



S

INTEOS® 2.5 Radius M4 pal Osteotomie Platte ws wv

INTEOS® 2.5 Radius M4 pal Osteotomy plate as av



Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU

777-160-000-003	9 Kopf / 3 Schaft	links / left	55 mm	1
777-160-000-005	9 Head / 5 Shaft	links / left	65 mm	1
777-160-001-003	9 Kopf / 3 Schaft	rechts / right	55 mm	1
777-160-001-005	9 Head / 5 Shaft	rechts / right	65 mm	1

Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial	Nicht implantieren! / Do not implant!



S

INTEOS® 2.5 Radius M4 pal Osteotomie Platte ext. ws wv

INTEOS® 2.5 Radius M4 pal Osteotomy plate ext. as av



Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU

777-162-000-003	11 Kopf / 3 Schaft	links / left	55 mm	1
777-162-000-005	11 Head / 5 Shaft	links / left	65 mm	1
777-162-001-003	11 Kopf / 3 Schaft	rechts / right	55 mm	1
777-162-001-005	11 Head / 5 Shaft	rechts / right	65 mm	1

Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial	Nicht implantieren! / Do not implant!



S

INTEOS® 2.5 Ulnare Platte distal ws ww
INTEOS® 2.5 Ulnar plate distal as av


Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU
777-190-000-002	6 Kopf / 2 Schaft	links / left	38 mm	1
777-190-000-003	6 Head / 3 Shaft	links / left	51 mm	1
777-190-000-004	6 Kopf / 4 Schaft	links / left	59 mm	1
777-190-000-005	6 Head / 5 Shaft	links / left	67 mm	1
777-190-000-006	6 Kopf / 6 Schaft	links / left	75 mm	1
777-190-001-002	6 Kopf / 2 Schaft	rechts / right	38 mm	1
777-190-001-003	6 Head / 3 Shaft	rechts / right	51 mm	1
777-190-001-004	6 Kopf / 4 Schaft	rechts / right	59 mm	1
777-190-001-005	6 Head / 5 Shaft	rechts / right	67 mm	1
777-190-001-006	6 Kopf / 6 Schaft	rechts / right	75 mm	1



Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial / Trial Nicht implantieren! / Do not implant!

S

INTEOS® 2.5 Koronoid Platte ws ww
INTEOS® 2.5 coronoid plate as av


Plattenstärke 1,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 1.5mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU
777-170-000-006	3 Kopf / 3 Schaft	links/left	38 mm	1
777-170-001-006	3 Head/ 3 Shaft	rechts/right	38 mm	1



Zusatzoptionen / Additional options

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril / Sterile
---	-------------------	------------------

S

INTEOS® 2.5 Radiuskopf Randplatte ws vv
INTEOS® 2.5 Radial head rim plate as av


Plattenstärke 1,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 1,5mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titan <i>Titanium</i>	Lochanzahl <i>Number of holes</i>	Länge <i>Length</i>	VPe <i>PU</i>
777 - 181 - 000 - 010	6 Kopf / 4 Schaft <i>6 Head / 4 Shaft</i>	37 mm	1


Zusatzoptionen / Additional options

S xxx-xxx-xxx-xxx-**S** Steril / *Sterile*

S

INTEOS® 2.5 Radiuskopf Abstützplatte ws vv
INTEOS® 2.5 Radial head buttress plate as av


Plattenstärke 1,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
 Plate thickness 1,5mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Titan <i>Titanium</i>	Lochanzahl <i>Number of holes</i>	Länge <i>Length</i>	VPe <i>PU</i>
777 - 180 - 000 - 009	5 Kopf / 4 Schaft <i>5 Head / 4 Shaft</i>	30 mm	1


Zusatzoptionen / Additional options

S xxx-xxx-xxx-xxx-**S** Steril / *Sterile*

INTEOS® - Instrumente

INTEOS® - Instruments



Spiralbohrer, für AO-SK

Drill Bit, for AO-QC



Stahl	Durchmesser	Länge ges	VPe
Steel	Diameter	Length tot	PU

811-920-015-110	Ø 1,5 mm	110 mm	1
-----------------	----------	--------	---



Spiralbohrer, für AO-Schaft

Drill Bit, for AO-Shaft



Stahl	Durchmesser	Länge ges	VPe
Steel	Diameter	Length tot	PU

811-920-018-100	Ø 1,8 mm	100 mm	1
-----------------	----------	--------	---



Spiralbohrer, für AO-SK

Drill Bit, for AO-QC



Stahl	Durchmesser	Länge ges/Spiral	VPe
Steel	Diameter	Length tot/Spiral	PU

811-920-020-105	Ø 2,0 mm	105 / 40 mm	1
-----------------	----------	-------------	---



S

INTEOS® Tiefenmesslehre D=1,6mm Skala=60mm

INTEOS® Depth Gauge for D=1.6mm Skala=60mm



Stahl, Peek	Beschreibung	Durchmesser	Skalierung	Bohrergröße	VPe
Steel, Peek	Description	Diameter	Scale	Drill Bit Size	PU

811-992-025-616	für INTEOS® 2.5 for INTEOS® 2.5	Ø 1,6	60 mm	2,0 mm	1
-----------------	------------------------------------	-------	-------	--------	---



S

Bohrhülse slim D=2,0mm

Drill Guide Slim D=2.0mm



Stahl	Beschreibung	Für Bohrer	Länge	VPe
Steel	Description	For Drill Bit	Length	PU

811-952-020-020	für INTEOS® 2.5 for INTEOS® 2.5	Ø 2,0	35 mm	1
-----------------	------------------------------------	-------	-------	---



S

HS Tray - Messskala für INTEOS® 2.5 Peek

HS Tray measuring scale for INTEOS® 2.5 peek



Peek	Ø Schraube	VPe
Peek	Ø Screw	PU

809-920-700-507	Ø 1,5 / Ø 2,0 mm	1
-----------------	------------------	---



S

HS2.5-Handsraubendreher ForceDrive T6 Peek

HS2.5-Screwdriver Force Drive T6 Peek



Stahl, Peek	Bemerkung	Material Griff	VPe
Steel, Peek	Comment	Material Handle	PU

811-960-106-001	L= 160 mm / Ø 22 mm	Peek	1
-----------------	---------------------	------	---



Handsraubendrehergriff mit AO-SK

Screwdriver Handle with AO-QC



Stahl oder *Silikon	Bemerkung	Material Griff	VPe
Steel or *Silicon	Comment	Material Handle	PU

811-980-000-021	L= 92 mm / Ø 18,2 mm kanuliert	Peek / Peek	1
-----------------	-----------------------------------	-------------	---



S

ForceDRIVE Klinge T6 L=85 AO-SK kombi. Save Lock

ForceDRIVE Screwdriver Shaft T6 L=85 AO-QC combi. Save Lock



Stahl	Länge	VPe
Steel	Length	PU

811-961-106-085	85 mm	1
-----------------	-------	---

Kompatibel zu Überschubhülse ForceDRIVE T6 Save Lock (811-961-106-003)
Compatible to Holding Sleeve ForceDRIVE T6 Save Lock (811-961-106-003)



S

INTEOS® Überschubhülse ForceDRIVE T6 Save Lock

INTEOS® Holding Sleeve ForceDRIVE T6 Save Lock



Stahl	Beschreibung	Länge	VPe
Steel	Description	Length	PU

811-961-106-003			1
-----------------	--	--	---

S

INTEOS® 2.5 Manipulationshilfe kan. für KD*INTEOS® 2.5 Manipulation aid can. for K-Wire*

Stahl	Beschreibung	Länge	VPe
Steel	Description	Length	PU
875-137-025-045	kanüliert / <i>cannulated</i> kan. Ø 1,2mm / KD Ø 1mm	45 mm	1

S

INTEOS® 2.5 Kompressionsbohrhülse*INTEOS® 2.5 Compression Drill Guide*

Stahl	Für Bohrer	Länge	VPe
Steel	For Drill Bit	Length	PU
875-138-020-045	Ø 2,0 mm	45 mm	1

S

Bohrhülse für Zielbohrblock INTEOS® 2.5*Drill Sleeve for Aiming Device INTEOS® 2.5*

Stahl	Beschreibung	Länge	VPe
Steel	Description	Length	PU
877-112-020-045	Ø = 2,0	45 mm	1

S

Zielbohrblock INTEOS® 2.5 Radius M4 pal schmal

Aiming Device INTEOS® 2.5 Radius M4 pal slim



Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Peek	Beschreibung	Platte Shape	Radius	VPe
Peek	Description	Plate shape	Radius	PU
877-112-160-000	pal SL li. schmal / pal SL le. slim	SL	links / left	1
877-112-160-001	pal SL re. schmal / pal SL ri. slim	SL	rechts / right	1
877-112-161-000	pal SR li. schmal / pal SR le. slim	SR	links / left	1
877-112-161-001	pal SR re. schmal / pal SR ri. slim	SR	rechts / right	1

S

Zielbohrblock INTEOS® 2.5 Radius M4 pal

Aiming Device INTEOS® 2.5 Radius M4 pal



Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Peek	Beschreibung	Platte Shape	Radius	VPe
Peek	Description	Plate shape	Radius	PU
877-112-150-000	pal SL li. / pal SL le.	SL	links / left	1
877-112-150-001	pal SL re. / pal SL ri.	SL	rechts / right	1
877-112-151-000	pal SR li. / pal SR le.	SR	links / left	1
877-112-151-001	pal SR re. / pal SR ri.	SR	rechts / right	1

S

Zielbohrblock INTEOS® 2.5 Radius M4 ext pal

Aiming Device INTEOS® 2.5 Radius M4 ext pal



Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Peek	Beschreibung	Platte Shape	Radius	VPe
Peek	Description	Plate shape	Radius	PU
877-132-150-000	ext pal SL li. / ext pal SL le.	SL	links / left	1
877-132-150-001	ext pal SL re. / ext pal SL ri.	SL	rechts / right	1
877-132-151-000	ext pal SR li. / ext pal SR le.	SR	links / left	1
877-132-151-001	ext pal SR re. / ext pal SR ri.	SR	rechts / right	1

S

Zielbohrblock INTEOS® 2.5 Radius M4 wsl pal / wsl pal schmal / ext wsl pal

Aiming Device INTEOS® 2.5 Radius M4 wsl pal / wsl pal slim / ext wsl pal



Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE T6
Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE T6

Peek	Beschreibung	Radius	VPe
Peek	Description	Radius	PU
877-112-000-000	wsl pal li. / wsl pal le.	links / left	1
877-112-001-000	wsl pal re. / wsl pal ri.	rechts / right	1
877-112-060-000	wsl pal li. schmal / wsl le. slim	links / left	1
877-112-061-000	wsl pal re. schmal / wsl ri. slim	rechts / right	1
877-132-000-000	ext wsl pal li. / ext wsl pal le.	links / left	1
877-132-001-000	ext wsl pal re. / ext wsl pal ri.	rechts / right	1

HS Instrumentensiebkorb mit Deckel MW 0,5mm

HS cassette instruments mesh 0,5mm

Stahl	VPe
Steel	PU
809-920-700-308	1

INTEOS® Schraubenraster Peek

INTEOS® screw rack Peek
 Symbolfoto
 Symbolphoto

Bemerkung:
 Bitte um Angabe ob Verriegelungs- oder Standardschraube und mit Hinweis der Länge für kurze Schrauben bis 34mm oder Länge ab 36mm.

Comment:
 Please specify whether locking or standard screw and with a reference to the length for short screws up to 34mm or length from 36mm.

Peek	Durchmesser	VPe
Peek	Diameter	PU
809-920-700-800	Platzhalter mit Logo / Placeholder with logo	1
809-920-700-802	Ø 2,5 mm	1

HS3.0-INTEOS® Spülschutz Deckel für Schraubenraster

HS3.0-INTEOS® - Cover for Screw Tray

Stahl	VPe
Steel	PU
809-920-700-702	1

HS Multitray - Wechselträger f.4 Schraubenraster flexibel

HS Multitray - Screw Tray for 4 Screw Racks flexible

Stahl	VPe
Steel	PU
809-920-700-703	1

INTEOS® Schraubenraster*INTEOS® Screw racks*

Stahl <i>Steel</i>	Für INTEOS® Schrauben mit Nr. <i>For INTEOS® Screws with Nr.</i>	Größe <i>Size</i>	VPe <i>PU</i>
809-920-303-201	716-140-022/ 716-140-025/ 716-145-025	244 x 80 x 26mm	1

INTEOS® 2.5 Plattenablage Peek*INTEOS® 2.5 Plate rack Peek*
 Symbolfoto
 Symbolphoto

Peek, Stahl <i>Peek, Steel</i>	VPe <i>PU</i>
809-920-701-000	1

INTEOS® Tray Instrumente*INTEOS® Tray Instruments*

Stahl <i>Steel</i>	Beschreibung <i>Description</i>	VPe <i>PU</i>
809-920-700-410	405x 253x 30mm	1
809-920-700-411	485x 253x 30mm	1
809-920-700-412	540x 253x 30mm	1

S**INTEOS® Tray Instrumente - S***INTEOS® Tray Instruments - S*

Stahl, Silikon <i>Steel, Silicon</i>	Beschreibung <i>Description</i>	VPe <i>PU</i>
809-920-700-310	280 x 200 x 33 mm	1

INTEOS® Tray**INTEOS® Tray**
 Symbolfoto
 Symbolphoto

Stahl	Beschreibung	VPe
Steel	Description	PU

809-920-777-002	485 x 253 x 70 mm inkl. 809-920-700-308 HS Instrumentensiebkorb mit Deckel MW 0,5mm <i>incl. 809-920-700-308 HS cassette instruments mesh 0,5mm</i>	1
-----------------	---	---

INTEOS® Tray ohne Schrauben und Instrumentenablage**INTEOS® Tray without Screw rack and cassette instrument**
 Symbolfoto
 Symbolphoto

Stahl	Beschreibung	VPe
Steel	Description	PU

809-920-720-104	405 x 253 x 70 mm	1
-----------------	-------------------	---

Besonders für Operationen mit niedriger Indikationszahl stellt sich aus Sicht des Klinikums oft die Frage der Anschaffung eines kompletten Systems. Auf Grund der geringeren Umschlagshäufigkeit wird das System auch nicht automatisch am letzten Stand der Medizintechnik gehalten.

Hier stellt ein Leihsystem eine absolut interessante Alternative dar.
Gerne stellen wir auf Anforderung ein gewartetes sowie geprüftes Leihsystem der neuesten Generation zur Verfügung.

Für den Europäischen Raum stehen über 20 Leihsysteme (ready to use) zur Verfügung. Gerne können wir auch bestehende Leihsysteme für spezielle Operationen nach Rücksprache adaptieren oder ggfs. neu konfigurieren.

Unter der Rufnummer
+43 3382 53388

oder per Mail
order@hofer-medical.com

können Leihsysteme bestellt und auch reserviert werden.

Natürlich stehen ihnen unsere Aussendienstmitarbeiter jederzeit gerne zur Beantwortung von Fragen rund um das Hofer-Loan-System zur Verfügung. Dies empfehlen wir insbesondere bei der erstmaligen Inanspruchnahme des Hofer-Loan-Systems.

Nach dem Eingriff reicht eine kurze Meldung an uns, um die Abholung Hofer-Loan-System für sie zu organisieren.

- Die Verrechnung erfolgt lediglich auf der Basis
- des entstandenen Aufwandes pauschaliert sowie
 - des Verbrauches an Implantaten sowie ggfs. Instrumenten

Especially for surgeries with a low indication number, the question of acquiring an entire system often arises from the perspective of the hospital. Due to the lower turnover rate, systems also are not automatically upgraded to reflect the latest state of the art equipment concerning medical technology.

*Here, a leased system represents an interesting alternative.
We offer maintained and inspected equipment of the latest generation on loan.*

More than 20 (ready to use) loan systems are available for the European area. We also gladly adapt loan system for special surgical procedures as per consultation.

*Please call us at
+43 3382 53388*

*or contact us via email at
order@hofer-medical.com*

to order and reserve loan systems.

Our sales employees are always ready to answer any questions about Hofer loan systems as well. Please do not hesitate to contact us, especially if this is the first time you are planning on using a Hofer loan system.

After the surgery, briefly notify us that the Hofer loan system is ready for pickup.

You will be invoiced a flat rate based on the incurred expense and a fee for the consumption of implants and any possibly required instruments.

© 2022 Hofer GmbH & Co KG. Alle Rechte vorbehalten.

Operationsanleitungen, Handbücher, Informationsbroschüren und Software sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen oder Umsetzen in irgendein elektronisches Medium oder maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Hofer Medical Solutions ist nicht gestattet.

Alle weiteren Rechte an der Software sind in den mitgelieferten Lizenzbestimmungen festgelegt.

Das Hofer Medical Solutions Logo ist eine Marke der HOFER GmbH & Co KG, welches in Österreich und weiteren Ländern eingetragen ist.

Die Rechte an anderen in diesem Skriptum erwähnten Marken- und Produktnamen liegen bei ihren Inhabern und werden hiermit anerkannt. Die Nennung von Produkten, die nicht von Hofer Medical Solutions sind, dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Werbung dar. Hofer Medical Solutions übernimmt hinsichtlich der Auswahl, Leistung oder Verwendbarkeit der Produkte keine Gewähr.

Die in diesem Skriptum angeführten Methoden, Arbeitsweisen uä. wurden sorgfältig geprüft. Sollten jedoch trotz dieser Prüfung Fehler oder Verbesserungsvorschläge auffallen, so bitten wir Sie, uns diese mitzuteilen. Die hier dargestellte Operationsmethode stellt lediglich eine mögliche Methode für die zu behandelnde Indikation vor. Es bleibt dem jeweiligen Chirurgen überlassen, sich an die beschriebene Osteosynthesemethode zu halten oder diese entsprechend den Erfordernissen zu variieren. Somit sind direkte und indirekte Schäden sowie Folgeschäden in jedem Fall ausgeschlossen.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

© 2022 Hofer GmbH & Co KG. All rights reserved.

Operation instruction booklets, handbooks, information brochures and software are protected by copyright. Copying, duplication, translation or conversion of said document through any electronic means or machine readable form, whether that be in full or in part, is not permitted without prior written authorisation from Hofer Medical Solutions.

All further rights regarding the software are defined in the provided licensing terms.

The Hofer Medical Solutions logo is a trademark of HOFER GmbH & Co KG and is registered in Austria and additional countries.

The rights to other brand and product names mentioned in this scripture are reserved by their proprietors and are accepted and recognised here. The naming of products that are not Hofer Medical Solutions products serves solely as a source of information and not of advertising. Hofer Medical Solutions accepts no liability regarding the selection, performance or efficiency of said products.

The methods and practices, etc. quoted in this scripture have been carefully tested and verified. However, should errors or suggestions of improvement be apparent, despite said verification, we politely ask you to disclose them to us. The surgical method portrayed here merely presents one possible method for the indication that is to be treated. It remains the responsibility of the relevant surgeon to either keep to the aforementioned osteosynthetic method or to vary the method according to individual needs. Direct and indirect complications as well as sequential complications are thus, in every case, excluded.

Should you have any further questions, please do not hesitate to contact us at any time.



ÖSTERREICH

HOFER GMBH & CO KG
Jahnstrasse 10-12
A 8280 Fürstenfeld
TEL: +43(0)3382/53388
FAX: +43(0)3382/53093
office@hofer-medical.com
www.hofer-medical.com
FN21826y
UID ATU30764704



DEUTSCHLAND

HOFER-MEDICAL GMBH
Ruhrtalstraße 52-60
D 45239 Essen
TEL: 0800-700 80 22 (innerhalb BRD)
FAX: +49 201 56599 1069
office@hofer-medical.de
www.hofer-medical.com
HRB24645
UID DE290596924



ITALIEN

HOFER MEDICAL ITALIA S.R.L.
Via della Rena, 26
I - 39100 Bolzano

Tel: +39 393 8950481
FAX: +39 06 81151148
office@hofer-medical.it
www.hofer-medical.com
BZ 230098
UID IT13534721009



POLEN

HOFER GMBH & CO KG SPÓŁKA
KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W POLSCE
Radkowska 9
PL 57-402 Nowa Ruda

Tel. Kom.: +48603224112
Fax: +48 748712273
office@hofer-medical.pl
www.hofer-medical.com
REGON 141527293
UID PL1070011771

